



床ずれ防止用具・体位変換器

販売専用マットレス



ソフトナース マイクロ
ピンク
B1-071 <3145-071>

販売 ¥39,900 (税込)

サイズ：幅830×長さ1,910×
厚さ30mm
重量：2.0kg
材質：特殊ウレタンフォーム

- 快適な寝心地を提供し、自立を妨げることもありません。
- 圧力調整の必要がありません。
- 適応体重：40~70kg

ラックヘルスケア



ソフトナース マイクロ
イエローピンク
B1-096 <3145-073>

販売 ¥71,400 (税込)

サイズ：幅830×長さ1,910×
厚さ60mm
重量：4.5kg
材質：特殊ウレタンフォーム

- 寝心地よく体圧分散でき、床ずれ防止ができるウレタンフォームマットレス。
- マイクロクッション付。
- 適応体重：~130kg

ラックヘルスケア

体位変換器



アスディス

商品番号	レンタル	保険適用	販売
B3-073 <ASD>	¥8,000	¥800	¥138,000

(非課税)

サイズ：幅930×長さ1,480mm 重量：12.5kg
材質：(フレーム)スチール

- 慣れ親しんだ床(畳)での生活を続けたい場合、認知症などでベッドの使用が安全上難しい場合、部屋が狭く、大きなベッドが置けない(生活空間を有効活用したい)場合に最適です。
- エアによる優しい動きで膝上げと背上げを連動して行うことで、姿勢の崩れを対策し、楽な姿勢を確保します。
- 折りたたむと畳半量分のコンパクトサイズ。軽量(12.5kg)で簡単に移動や収納ができるので、生活空間を有効に使い、お部屋のお掃除も楽にできます。

膝上げバッグ



背上げバッグ

(最大70度まで上がります)

※布団やマットレスは付属していません。

モルテン

ライトターンCタイプ

商品番号	レンタル	保険適用	販売
B3-070	¥3,000	¥300	¥23,625

(税込)

サイズ：幅400×長さ130×高さ390mm 重量：950g(カバー含む)
材質：(クッション材)高密度ウレタン(高硬度、高弾性、低弾性)
(芯材)ポリプロピレン樹脂、(表材)ポリウレタンソフトレザー

- 回転モーメントとテコの原理の応用で、負担なく簡単に要介護者の寝返り介助を行うことが出来ます。
- 股関節を軽く開いた状態で仰臥位を保持できますので、簡便やおむつ交換を楽に行えます。
- 膝や股関節の不良な関節拘縮や床ずれを防止出来ます。



ライトターンの装着手順1
(足を乗せます)



ライトターンの装着手順2
(ライトターンを立てます)



寝返り動作1
(ベルトを持ち、肩を少し押し)



寝返り動作2
(股間が開いた状態で寝返りを行います)



アイ・ソネックス

ナーセントパットA

商品番号	レンタル	保険適用	販売
B3-045 3ピース	¥3,000	¥300	¥25,200
B3-046 2ピース	¥1,500	¥150	¥12,600

(税込)

商品構成：大ピース×1、小ピース×2 (B3-045)
小ピース×2 (B3-046)

サイズ：(大ピース)幅400×長さ400×厚さ100mm
(小ピース)幅400×長さ200×厚さ100mm

重量：大ピース850g、小ピース450kg(1ヶあたり)

材質：(中身)低反発性高密度特種ウレタン (側)ポリエステル

- 三角形の形状により、体に接触する面積が大きくなり、皮膚にかかる圧力を少なくでき、体圧を分散、体位変換が楽に行えます。

※介護保険の適用にあたっては、各市区町村担当窓口、または当社にお問合せ下さい。

半側臥位



仰臥位



座位保持



アイ・ソネックス

※保険適用表示のある商品は、介護保険で利用される場合、レンタル料の1割が利用者負担となります。搬入・搬出料はレンタル料に含まれます。

※サイズはマットレスの表示です。

※A0-000は、商品番号です。ご注文の際にお申し付けください。

「せいかつサポートカタログ Vol.10」 掲載レンタル商品一覧

商品番号	商品名	メーカー品番	メーカー名	月額レンタル料	ページ
体位変換器					
B3-073	アスディス	ASD	モルテン	¥8,000	68
B3-070	ライトターン Cタイプ		アイ・ソネックス	¥3,000	68
B3-045	ナーセントパットA (3ピース)		アイ・ソネックス	¥3,000	68
B3-046	ナーセントパットA(2ピース)		アイ・ソネックス	¥1,500	68